

## VISCOSÍMETRO, modelo Stein Hall



### **Atende Norma Técnica:** TAPPI TIP 0304-3

O Viscosímetro Stein Hall é usado em todo o mundo para controlar a viscosidade de colas de amido, utilizado para produção de papelão ondulado. A viscosidade é diretamente relacionada com o conteúdo do amido de penetração, retenção de água, aderência e treinamento. Sua construção robusta e sua operação permitem o seu teste rápido e preciso sobre o local.

### **Características Técnicas:**

- Fabricado em aço inoxidável;
- Punho confortável;
- Setas que indicam o volume mensurável de adesivo de amido no interior do copo;
- Chapa com orifício calibrado, localizado em uma placa posicionada e fixada por um parafuso especial.



